



Afname-instructie

Ontlastings- onderzoek

- Bacteriën, virussen
en/of parasieten



Gebruiksaanwijzing



Je zorgverlener heeft een onderzoek voor je aangevraagd, waarvoor je zelf de afname doet. In deze instructie wordt de afname stap voor stap uitgelegd. Voor een betrouwbaar onderzoek dien je de instructies goed te volgen.



Lees de hele uitleg

De uitleg staat op de voorkant en achterkant van deze gebruiksaanwijzing. Lees deze eerst helemaal door, voordat je begint aan de afname.




Belangrijk

- Maak het potje pas open wanneer je met de test begint.
- Gebruik verse ontlasting.
- Let op: er mag geen water of urine bij de ontlasting komen.
- Bewaar het potje met ontlasting in de koelkast totdat je het inlevert.
- Lever je zakje met potje binnen 24 uur in bij een Unilabs locatie.
- Zorg dat materiaal voorzien is van je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname.




Bereid je voor




Leg het etiket klaar dat je van je zorgverlener hebt ontvangen. Schrijf hierop je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname.

Heb je deze niet ontvangen? Schrijf dan je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname op het potje.



Ga naar het toilet.



Er mag geen water of urine bij de ontlasting komen.


Doe daarom vellen toiletpapier of een stuk karton in de toiletpot.



Werk zo schoon mogelijk. Was je handen met water en zeep.

Droog je handen met een schone handdoek.


Ontlasting opvangen




1

Zorg dat de ontlasting op het papier valt. Bij gebruik van een luier of incontinentiemateriaal de ontlasting direct opnemen.


Testpotje vullen




2
Open het potje
(met het schepje
in de deksel).



3
Vul het potje voor de
helft met ontlasting.
Gebruik voor het
vullen van het potje
het schepje dat aan
de deksel vastzit.
Zorg ervoor dat het
potje aan de buiten-
kant schoon blijft.




4
Draai de dop
stevig vast
op het potje.



5
Controleer je
gegevens op het
etiket en plak deze
op het testpotje.

Inpakken en inleveren



6

Doe het potje in het meegegeven plastic zakje.

Plak deze dicht met de plakrand.



7

Lever je zakje met buisje **binnen 24 uur** in bij een Unilabs locatie.

- **Zorg dat materiaal voorzien is van je voornaam, achternaam, geboortedatum, BSN en datum van afname.**


Vragen?



088 - 700 10 00



unilabs.nl/contact





Versie: 002
Versiedatum: 17-11-2025

©2025 Unilabs. Alle rechten voorbehouden.